

Digitální klinický teploměr MT 1931 - pružný hrot

SPECIÁLNÍ EDICE se zlatým analogickým hrotem.

microlife

Bezpečnostní pokyny: Teploměr nenechte upadnout. Není odolný vůči nárazu a úderu. Chraňte přístroj před vysokými teplotami a slunečním zářením.

Teploměr má ohebný hrot (vychýlení o 45°). Mimo výměny baterie teploměr neotvírejte. K čištění používejte výhradně vodu nebo uvedené dezinfekční prostředky.

Uvedení do provozu: Stiskněte tlačítko. Krátký zvukový signál udá, že přístroj je zapnut. Proveďte se tzv. LCD-test. Symbol „°C“ bliká, když teploměr měří. Je-li měřená teplota nižší než 32°C objeví se na display symbol „L“. V průběhu měření je zobrazována aktuální teplota. Během této doby stále bliká „°C“. Zazní-li signální tón a „°C“ již neblíká, znamená to, že vzrůst teploty v průběhu 16 sekund je menší než 0,1°C. Měření je nyní ukončeno. Na display je zobrazena nejvyšší naměřená hodnota, a to až do vypnutí teploměru. Teploměr vypněte krátkým stiskem obslužného tlačítka. Jinak se teploměr po 10 min. vypne sám.

Vyvolání teploty z paměti: Přidržte tlačítko na cca 3 sekundy – dojde k zobrazení poslední maximální naměřené hodnoty. Tento údaj zmizí po dalších 3 sekundách a teploměr je připraven k měření.

Funkční test: Při každém zapnutí přístroje dojde ke kontrole jeho funkcí. Objeví-li se symbol „ERR“, nastala porucha.

Metody měření: V ústech (orální): Vložte teploměr ke kořenu jazyka, senzor měření přitom musí být v pevném kontaktu s tkání. Zavřete ústa a dýchejte pravidelně nosem s důvodou nepřesnosti měření vdechovaného a vydechovaného vzduchu.

Minimální doba měření je jedna minuta. Pro porovnání s teplotou v podpaží odečteme 0,3°C.

V konečníku (rektální): Jde o nejspolehlivější metodu měření teploty vhodnou zejména pro děti. Zaveďte špičku teploměru cca 2 – 3 cm do análního otvoru po dobu nejméně jedné minuty. Pro porovnání s teplotou v podpaží odečteme 0,5°C.

V podpaží (axilární): Tato metoda není z lékařského hlediska přesná. Doba měření minim. 5 minut!

Měření bazální teploty (vaginální): Teploměr není vhodným přístrojem k určování plodných a neplodných dnů (teplotní metoda). Pro tuto metodu měření spíše doporučujeme teploměr Microlife MT 1622, který má přesnost měření na 2 desetinná místa.

Čištění a dezinfekce: Teploměr je dokonale vodotěsný a lze ho tudíž ponořit do vody či do tekutých dezinfekčních prostředků. Teploměr nevysušujte!

Upozornění: Ostatní prostředky nebo jiné metody čištění mohou způsobit poškození teploměru!

Technické údaje: Typ : maximální teploměr MT 1931

Rozsah měření: + 32,0°C až +43,9°C

Teploty pod 32,0°C jsou na display indikovány symbolem „L“

Teploty nad 43,9°C jsou na display indikovány symbolem „H“

Přesnost měření: ± 0,1°C v rozsahu od 34°C do 42°C.

Ukazatel (displej): tekutý krystalový displej (LCD), s nejmenší jednotkou 0,1°C.

Skladovací teplota: -10°C až +60°C.

Baterie: Typ SR 41. 1,55V. Provozní doba 200 hodin (cca 3 000 měření).

Kontrola baterie: Blikající symbol $\pm$ signalizuje pokles napětí pod 1,435 V, upozorňuje na nutnost výměny baterie. Výrobek a baterie likvidujte odevzdáním na místo zpětného odběru. Výrobek ani baterie nepatří do běžného domovního odpadu! Papír odevzdejte na sběrné místo.

Záruční podmínky:

Záruka platí 24 měsíců ode dne zakoupení přístroje. Výrobek byl ve výrobním závodě pečlivě testován. V případě poruchy zašlete teploměr svému prodejci nebo přímo dovozci. Záruka se nevztahuje na škody způsobené nevhodnou manipulací či použitím výrobku, rovněž se nevztahuje na baterie a obal.

Výhradní distributor pro Českou republiku: BONECO CR, s. r. o., tel./fax: 567 212 396

www.microlife.cz

Datum koupě:

Razítko prodejce:

